

NOUVEAU



SILVERCare

Les vertus médicales de l'argent sont reconnues depuis des milliers d'années. Les romains guérissaient les blessures avec des compresses d'argent. Aujourd'hui la médecine moderne utilise l'argent à des fins sanitaires et de soins (cathéters, soins des brûlures, pansements...).

Les ions argent ont été utilisés comme anti-microbiens (antibactériens et antifongiques) avant d'être abandonnés pour les antibiotiques. L'augmentation des résistances aux antibiotiques et l'émergence de bactéries multirésistantes ont relancé la recherche de méthodes de traitements alternatifs.

Les tissus classiques pour housses de matelas à usage thérapeutique sont composés d'agents anti-microbiens synthétiques:

- Après de nombreux lavages les traitements anti-bactériens perdent de leur efficacité.
- Les agents antimicrobiens migrent dans l'écosystème.
- Les antimicrobiens classiques favorisent l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques.
- Certaines allergies à la peau peuvent se manifester et se développer.

L'étude de l'utilisation thérapeutique de composés d'ions à base d'argent démontre son efficacité optimale à faible concentration.

Le tissu SILVERCare est composé d'un antibactérien naturel : les ions Argent.

Les ions positifs Argent tuent et neutralisent les bactéries, les moisissures, et les virus d'une façon naturelle en cassant leurs fonctions invasives.

Les résultats mesurés sont les suivants:

- Efficacité contre le MRSA, Escherichia Coli, Clostridium difficile, Salmonella, Pseudomonas.
- Efficacité contre les moisissures.
- Efficacité contre les bactéries résistantes aux antibiotiques
- Efficacité sur le long terme après lavage

Le tissu SILVERCare réduit les infections et favorise ainsi la cicatrisation dans le cadre des housses de matelas à prévention d'escarres.

Description : Enduction de polyuréthane hydrophile sur support polyamide.
Très souple, bi-élastique en largeur et longueur, traitement Ions Argent permanent dans la masse de l'enduction.

Utilisation : Protection de literie pour matelas à usage médicalisé. Participe efficacement à la prévention de l'escarre et à la cicatrisation.
Très hygiénique, respirant, imperméable. Très confortable.

Traitement anti-bactérien: Ions Argent

Masse au m² : 255 gr (+- 10g) – Epaisseur +- 70/100e

Coloris : Gris Argent

Composition : 51% polyamide – 49% PU

Imperméabilité aux liquides : OK 2000 mm (ISO 1420)

Classement au feu : Crib 5 – BS 7175

Perméabilité à la vapeur : 500gr/m²/24h à 37°C (ASTM 96-66)

		Sens chaîne	Sens trame
Résistance Rupture : (ISO 1421)	: daN/5 cm	45	24
Résistance à l'allongement (ISO 1421)	: %	175	290
Résista	□		

Entretien:

Supporte un entretien classique à 95°C ou entretien par épongeage

Ne pas repasser – Ne pas chlorer – Ne pas stériliser en autoclave – Pas de nettoyage à sec

